


令和元年 12 月吉日

お取引先各位

埼玉県三郷市三郷 2 丁目 3-11  
ネオメディカル株式会社  
代表取締役 田中 和彰



## 「ループピン」セット内容変更のお知らせ

拝啓、貴社ご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、頭書の件につき、来年より下記のとおりセットの内容を変更することをお知らせいたします。主な変更として、ループピンの入り数を 3 本から 2 本へ変更、『ループピン S』(OZ16030、OZ16035)を追加しました。  
また引き続き倍旧のご厚情を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。

敬具

変更時期：2020 年 1 月の短期貸出分より

旧セット内容		入数	新セット内容		入数
TS18070	Φ 1.8/70 mm	3	TS18070	Φ 1.8/70 mm	2
TS18090	Φ 1.8/90 mm	3	TS18090	Φ 1.8/90 mm	2
TS20050	Φ 2.0/50 mm	3	TS20050	Φ 2.0/50 mm	2
TS20060	Φ 2.0/60 mm	3	TS20060	Φ 2.0/60 mm	2
TS20070	Φ 2.0/70 mm	3	TS20070	Φ 2.0/70 mm	2
TS20080	Φ 2.0/80 mm	3	TS20080	Φ 2.0/80 mm	2
TS20090	Φ 2.0/90 mm	3	TS20090	Φ 2.0/90 mm	2
CTB009	Φ 0.9 mm ステンレス線 50cm	1	CTB009	Φ 0.9 mm ステンレス線 50cm	1
CTB012	Φ 1.2 mm ステンレス線 50cm	1	CTB012	Φ 1.2 mm ステンレス線 50cm	1
ループピン器械セット		一式	ループピン器械セット		一式
			OZ16030	Φ 1.6/30 mm	2
			OZ16035	Φ 1.6/35 mm	2

※OZ16030 及び OZ16035 は規格が異なるため、ループピン器械セットは御使用頂けません。

※OZ16030 及び OZ16035 はループ内径が Φ 1.0 mm のため、TB ニードル Φ 1.2 mm 及びニードル部は入りません。Φ 0.9 mm のワイヤー部は御使用頂けます。