

2026 年 7 月 吉日

お取引先各位

埼玉県三郷市三郷 2 丁目 3-11
ネオメディカル株式会社
代表取締役 田中 和彰



ICHI-FIXATOR システム ICHI-FIX ピン仕様変更のお知らせ

拝啓、貴社ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、頭書の件につき、下記のとおりお知らせいたします。
また、引き続き倍旧のご厚情を賜りたく、宜しく願い申し上げます。

敬具

(変更前)

カタログ番号	製品名	仕様	JAN コード
IF10150	ICHI-FIX ピン	φ1.0×150	4560439391033
IF12150	ICHI-FIX ピン	φ1.2×150	4560439391040
IF15150	ICHI-FIX ピン	φ1.5×150	4560439391064
IF18150	ICHI-FIX ピン	φ1.8×150	4560439391088

(変更後)

カタログ番号	製品名	仕様	JAN コード
IF10150N	ICHI-FIX ピン	φ1.0×150 両尖	4560439392535
IF12150N	ICHI-FIX ピン	φ1.2×150 両尖	4560439392542
IF15150N	ICHI-FIX ピン	φ1.5×150 両尖	4560439392559
IF18150N	ICHI-FIX ピン	φ1.8×150 両尖	4560439392566



先端が 2 面カットのダイヤモンド先のもう片端に 3 面カットのトロッカー先を追加しました。硬い骨や小さな骨片に対して斜めに刺入する際も滑りにくく、狙った位置への正確な挿入が可能です。

※短期貸出セット出荷分より順次変更